

#### WAGA ŁAZIENKOWA

Waga stworzona została w celu dokładnego ustalenia zwiększenia bądź też zmniejszenia ciężaru ciała i przy zwyczajnym użytkowaniu powinna ona służyć Państwu przez długie lata.

#### DANE TECHNICZNE

- bardzo precyzyjny system ustalania ciężaru ciała za pomocą urządzenia mierzącego obciążenie i nacisk
- powierzchnia z bezpiecznego szkła utwardzanego o grubości 8 mm
- obciążenie maksymalne – 150 kg (330 lb/24 st)
- podziałka 100 gr / 0,2 lb
- uruchamianie za pomocą przycisku
- automatyczna regulacja na wartość „0”
- automatyczne wyłączenie
- wskaźnik przeciążenia
- wskaźnik baterii

#### ZASILANIE

W wyposażeniu 2 baterie litowe (CR 2032). Prosimy o zdjęcie folii ochronnej z baterii przed użytkowaniem. Wymiana baterii jest konieczna, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskazanie L 0.

#### DZIAŁANIE

1. Wagę należy postawić na twardej, płaskiej powierzchni (unikać należy dywanów lub innych powierzchni miękkich).

2. Uruchomienie wagi następuje po lekkim przyciśnięciu powierzchni szklanej. Po kilku sekundach ukazuje się następująca informacja:

**0,0**

(Uwaga, informacja *Err* zostaje wyświetlona wówczas, gdy staniecie Państwo na wagę przed ukazaniem się wartości 0,0 lub 0,00. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, prosimy o powtórzenie czynności wymienionej w punkcie 2.)

**Err**

3. Na wagę należy wchodzić ostrożnie. Stopy powinny stać równoważnie, bez poruszania; poczekać należy, aż wyświetlony zostanie ciężar ciała. Dokładna wartość zostanie wyświetlona w sposób następujący:

**63,1**  
(63kg 100g)

#### AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Jeśli zejdzicie Państwo z wagi, zostanie ona automatycznie wyłączona. (Jeśli nie przeprowadzany jest żaden pomiar i jeśli wyświetlana jest wartość 0, wówczas po 6 sekundach waga zostanie automatycznie wyłączona).

#### WSKAŹNIK PRZECIĄŻENIA

Jeśli waga zostanie przeciążona (ciężar większy niż 150 kg) wyświetlona zostanie następująca informacja:

**Err**

#### WSKAŹNIK BATERII

W razie konieczności wymiany baterii, pokazana zostanie następująca informacja:

**L 0**

Prosimy otworzyć tylną stronę wagi i usunąć ostrożnie zużyte baterie, wyjmując je bokiem poniżej kontaktów. Prosimy zwrócić uwagę, aby przy wyjmowaniu baterii nie uszkodzić kontaktów. Stare baterie należy oddać do punktu zajmującego się zbieraniem zużytych baterii.

#### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I PIELEGNACJI

- Wilgotne szkło jest śliskie. Utrzymać należy je, zatem w stanie suchym!
- Niniejszy produkt może być użytkowany przy stałym nacisku. Unikać należy stłuczeń szkła będących skutkiem wstrząsu lub upadku.
- Wagę należy czyścić wilgotną ściereczką, unikać trzeba sytuacji, gdy woda dostanie się do wnętrza wagi. Nie należy stosować chemicznych środków czyszczących. Metalowego zamocowanie szkła nie wolno zmoczyć.
- Wagę należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym, zamiast w otoczeniu wilgotnym i ciepłym.
- Wagę powinna stać w pozycji poziomej; nie na boku.
- Waga może być stosowana jedynie do ważenia osób, natomiast nie powinna być używana do celów handlowych.
- Z wagą należy obchodzić się ostrożnie – jest to urządzenie precyzyjne. Nie należy nią rzucać, ani też na nią skakać.